

Modèle	Jazzy® EVO 614HD <sup>1</sup>
Capacité maximale	450 lb / 204 kg
Rayon de gyration <sup>3</sup>	22"
Largeur totale <sup>3</sup>	27"
Longueur totale <sup>3</sup>	40.5"
Vitesse maximale <sup>2</sup>	Jusqu'à 7.85 km/h
Garde au sol <sup>3</sup>	3"
Roues avant <sup>3</sup>	6"
Roues morices <sup>3</sup>	13.75" perforées
Roues arrière <sup>3</sup>	6"
Transmission	Deux moteurs robustes en ligne
Système de freinage	Régénératif et électromécanique
Type de suspension	Suspension Active-Trac® ATX entièrement indépendante à l'avant et à l'arrière
Dimensions des sièges à dossier haut <sup>3</sup>	18" x 18-20" 20" x 18-20" 22" x 20-22"
Plage des hauteurs sol-siège <sup>3</sup>	22-24"
Autonomie par charge <sup>2,5</sup>	Jusqu'à to 20.9 km à 450 lb / 204 kg Jusqu'à 34.6 km à 200 lb / 90.7 kg
Électronique standard	60A Dynamic Linx
Poids des composants <sup>3,6</sup>	Base: 125.7 lb / 57 kg Siège : 57.8 lb / 26.2 kg Batteries : (2) 36 lb / 16.3 kg chaque
Poids total <sup>3,7</sup>	255.5 lb / 115.9 kg
Batteries requises	(2) NF-22
Chargeur de batteries	5 ampères, externe
Garantie	Châssis : 5 ans limitée Motorisation : 24 mois limitée Électronique : 24 mois limitée Batteries : 13 mois limitée

- 1 Les fauteuils motorisés Jazzy® sont des dispositifs médicaux de classe II de la FDA conçus pour aider les personnes à mobilité réduite.
- 2 Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la capacité des batteries en ampères-heures (AH), le niveau de charge des batteries, la condition des batteries et des pneus. Ces spécifications peuvent être sujettes à une variation de ± 10%.
- 3 En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue du produit, cette spécification peut être sujette à une variation de ± 3%.
- 4 AGM ou cellules de gel requises
- 5 Testé conformément aux normes ANSI/RESNA, WC Vol2, section 4 et ISO 7176-4. Résultats dérivés de calculs théoriques basés sur les spécifications de la batterie et les performances du système d'entraînement. Test effectué à la capacité de poids maximale.
- 6 Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant
- 7 Le poids total inclus la base motrice, le siège et les batteries.

**PRIDE**  
MOBILITY  
VIVEZ VOTRE MEILLEUR®

(Canada) 888-570-1113

pridemobility.ca |    

NOTE: Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de la publication ; nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état de charge de la batterie, de son état et de la pression des pneus. En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue des produits, la longueur, la largeur, le rayon de braquage et la garde au sol peuvent varier de + ou - 3%. Les sièges commandés spécialement ou de dimensions non standard ne seront pas rabattables à plat ni réglables en profondeur.

0004778-012723

**Jazzy**<sup>®</sup>  
**EVO 614HD**

**NOTRE FAUTEUIL MOTORISÉ  
BARIATRIQUE LE PLUS  
AVANCÉ À CE JOUR !**



Dispositif médical de classe II de la FDA<sup>1</sup>

**LE FAUTEUIL MOTORISÉ PRÉFÉRÉ AU CANADA**

pridemobility.ca

# NOTRE FAUTEUIL MOTORISÉ BARIATRIQUE LE PLUS AVANCÉ À CE JOUR !

Appui-bras réglables en hauteur, largeur, profondeur et angle

Support de manette escamotable en option

Siège à haut dossier en mousse mémoire, à inclinaison limitée, réglable en profondeur et pivotant

Panneaux de couleur non-peints (solides) amovibles

Poteau de siège robuste

Accès au contrôleur et aux batteries sans que l'utilisateur ait besoin de sortir du fauteuil

Roues motrices perforées de 13.75"



Suspension indépendante Active-Trac® ATX avant et arrière

Dispositif médical de classe II de la FDA<sup>1</sup>

## L'avenir de la mobilité bariatrique

Le Jazzy® EVO 614HD a de grandes roues motrices de 13.75 pouces, la pièce maîtresse de la plate-forme Mid-Wheel 6® bien-aimée de Pride. La suspension Active-Trac® ATX s'adapte au terrain, de sorte que les champs herbeux et les chemins de gravier sont plus doux que jamais. Et maintenant, avec un nouveau siège en mousse à mémoire de forme, votre Jazzy EVO 614HD est prêt à vous offrir le confort de toute une journée dès sa sortie de la boîte.

- Garde au sol de 3"
- Pneus perforés de 13.75 pouces à traction mi-avant
- Suspension Active-Trac® ATX indépendante à l'avant et à l'arrière
- Panneaux de carrosserie de couleur amovibles au fini mat
- La poteau de siège robuste permet à l'utilisateur de pivoter son siège en mousse mémoire à profondeur réglable et à inclinaison limitée.
- Access to controller and batteries without the user needing to exit the chair
- Ceinture sous-abdominale standard (60" – siège de 18" ou 20" de large, 70" – siège de 20" de large)

## Couleurs disponibles



## Accessories

- Support à canne/béquille
- Support à cellulaire
- Porte- verre
- Drapeau
- Support à bonbonne d'oxygène
- Panier arrière
- Sac à pochettes doubles pour appui-bras
- Coussins Stealth®
- Support à marchette
- Housse de protection
- Chargeur USB XLR 2.1A
- Ceintures sous-abdominales 50-90"

## Options

- Appui-jambes éleveurs
- Siège pivotant à haut dossier à inclinaison limitée et assise solide
- Talonnières
- Support de manette escamotable
- Appui-pieds escamotables
- Ancrages pour transport inoccupé
- Support pour member résiduel



Suspension indépendante Active-Trac® ATX avant et arrière



Grand repose-pieds avec revêtement en caoutchouc amovible pour un nettoyage facile



Siège à haut dossier en mousse mémoire

Scannez le code QR pour plus d'informations.

