

Modèle	Jazzy® EVO 614 <sup>1</sup>
Capacité maximale	300 lb / 136 kg
Rayon de gyration <sup>3</sup>	22"
Largeur totale <sup>3</sup>	27"
Longueur totale <sup>3</sup>	40.5"
Vitesse maximale <sup>2</sup>	Jusqu'à 7 km/h
Garde au sol <sup>3</sup>	3"
Roues avant <sup>3</sup>	6"
Roues motrices <sup>3</sup>	13.75" perforées
Roues arrière <sup>3</sup>	6"
Transmission	Deux moteurs robustes en ligne
Système de freinage	Régénératif et électromécanique
Type de suspension	Suspension Active-Trac® ATX entièrement indépendante à l'avant et à l'arrière
Dimensions des sièges à dossier haut <sup>3</sup>	16" x 16"-18" 18" x 18"-20" 20" x 18"-20"
Plage des hauteurs sol-siège <sup>3</sup>	22"-24"
Autonomie par charge <sup>2,5</sup>	Jusqu'à 30.6 km à 300 lb / 136 kg Jusqu'à 34.6 km à 200 lb / 90.7 kg
Électronique standard	60A Dynamic Linx
Poids des composants <sup>3,6</sup>	Base: 125.7 lb / 57 kg Siège : 57.8 lb / 26.2 kg Batteries : (2) 36 lb / 16.3 kg chaque
Poids total <sup>3,7</sup>	255.5 lb / 115.9 kg
Batteries requises	(2) NF-22
Chargeur de batteries	5 ampères, externe
Garantie	Châssis : 5 ans limitée Motorisation : 24 mois limitée Électronique : 24 mois limitée Batteries : 13 mois limitée

<sup>1</sup> Les fauteuils motorisés Jazzy® sont des dispositifs médicaux de classe II de la FDA conçus pour aider les personnes à mobilité réduite.

<sup>2</sup> Varie selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la capacité des batteries en ampères-heures (AH), le niveau de charge des batteries, la condition des batteries et des pneus. Ces spécifications peuvent être sujettes à une variation de ± 10%.

<sup>3</sup> En raison des tolérances de fabrication et de l'amélioration continue du produit, cette spécification peut être sujette à une variation de ± 3 %.

<sup>4</sup> AGM ou cellules de gel requises

<sup>5</sup> Testé conformément aux normes ANSI/RESNA, WC Vol2, section 4 et ISO 7176-4. Résultats dérivés de calculs théoriques basés sur les spécifications de la batterie et les performances du système d'entraînement. Test effectué à la capacité de poids maximale.

<sup>6</sup> Le poids des batteries peut varier en fonction du fabricant

<sup>7</sup> Le poids total inclus la base motrice, le siège et les batteries.

**PRIDE**<sup>®</sup>  
MOBILITY  
VIVEZ VOTRE MEILLEUR<sup>®</sup>

pridemobility.ca | yfti

FRCA0004778-030323

**Jazzy**<sup>®</sup>  
**EVO 614**

CECI EST LE JAZZY  
**EVOLUÉ**



Dispositif médical de classe II de la FDA

LE FAUTEUIL MOTORISÉ PRÉFÉRÉ AU CANADA

pridemobility.ca

# CECI EST LE JAZZY EVOLUÉ

Conçu pour les aventures à l'intérieur et à l'extérieur

Le Jazzy EVO 614 est votre alternative de mobilité ultime. Avec de nouvelles roues motrices centrales de 13,75", une garde au sol de 3" et nouvelle vitesse de pointe de 7 km/h, il est conçu autant pour une utilisation intérieure qu'extérieure.

À seulement 22", le rayon de braquage du Jazzy EVO 614 est sous la barre des 2', ce qui signifie que votre fauteuil motorisé navigue plus facilement les virages serrés à l'intérieur et dans vos boutiques et restaurants préférés.

- Garde au sol de 3"
- Pneus perforés de 13.75 pouces à traction mi-avant
- Suspension Active-Trac® ATX indépendante à l'avant et à l'arrière
- Panneaux de carrosserie de couleur amovibles au fini mat
- Le poteau de siège robuste permet à l'utilisateur de pivoter son siège en mousse mémoire à profondeur réglable et à inclinaison limitée.
- Accès facile au contrôleur et aux batteries sans que l'utilisateur ait besoin de sortir du fauteuil.

## Couleurs disponibles




## Accessoires

- Support à canne/béquille
- Support à cellulaire
- Porte-verre
- Drapeau
- Support à bonbonne d'oxygène
- Panier arrière
- Sac à pochettes doubles pour appui-bras
- Coussins Stealth®
- Support à marchette
- Housse de protection
- Chargeur USB XLR 2.1A
- Ceintures sous-abdominales 50-90"

## Options

- Appui-jambes éleveurs
- Siège pivotant à haut dossier à inclinaison limitée et assise solide
- Talonnières
- Support de manette escamotable
- Appui-pieds escamotables pour transport inoccupé
- Support pour membre résiduel



Scannez le code QR pour plus d'information.

Appui-bras réglables en hauteur, largeur, profondeur et angle

Support de manette escamotable en option

Siège à haut dossier en mousse mémoire, à inclinaison limitée, réglable en profondeur et pivotant

Panneaux de couleur non-peints (solides) amovibles

Poteau de siège robuste

Accès au contrôleur et aux batteries sans que l'utilisateur ait besoin de sortir du fauteuil

Roues motrices perforées de 13.75"

Suspension indépendante Active-Trac® ATX avant et arrière

Dispositif médical de classe II de la FDA<sup>1</sup>

Suspension indépendante Active-Trac® ATX avant et arrière

Grand repose-pieds avec revêtement en caoutchouc amovible pour un nettoyage facile

Siège à haut dossier en mousse mémoire