

permobil

POWER WHEELCHAIRS

LO EVOLUCION  
SE CONVIERTE EN  
REVOLUCION

SISTEMA DE SENTADO

**Corpus**® CON **ACTIVEREACH**™



RECLINAR HASTA UN MÁXIMO DE 175°

## SISTEMA DE SENTADO *Corpus*<sup>®</sup>

### LO MEJOR DEL SISTEMA DE SENTADO CORPUS

- Diseño ergonómico
- Total ajustabilidad para satisfacer las necesidades de cada individuo
- Posibilidad de adaptarse a distintos tipos de respaldo disponibles en el mercado

### LA ESTETICA SE UNE A LA FUNCION

- Los actuators del asiento se encuentran estratégicamente colocados para tener una visión clara y mínima interferencia
- Destaca la importancia del individuo
- Optimiza el andar con la posibilidad de colocar accesorios con las opciones de anclaje UniTrak

### POSICIONAMIENTO MOTORIZADO REDISEÑADO

- Maximizar el reposicionamiento funcional
- Mantener el posicionamiento durante el manejo de la redistribución de la presión
- El Modo de Reposicionamiento Independiente (IRM) combina múltiples funciones del asiento, con el accionar de un botón para un confort óptimo y eficiente
- Hasta 45° de ActiveReach™ para una máxima accesibilidad



EL RIEL UNITRACK QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO, PERMITE EL AJUSTE HACIA LOS LATERALES DEL APOYA CABEZAS EN MAS DE 7" (17.8CM)

SOPORTES LATERALES ERGONÓMICAMENTE SIMPLES

ÁNGULO DEL APOYA BRAZOS MULTI-AXIAL Y GIRO MEDIAL INDEPENDIENTE

RIELES UNITRACK EN APOYA BRAZOS Y EN ASIENTO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS

3 PUNTOS DE CONTACTO PARA MAYOR ESTABILIDAD

ACERCARSE A LA ACCIÓN COMBINANDO ELEVACIÓN DE ASIENTO Y ACTIVEREACH™

APOYA PIERNAS CURVOS PARA MEJOR SOPORTE Y APOYA PIES REBATIBLES PARA UNA MEJOR TRASFERENCIA





**F5 / M5** 14"

13"

**F3 / M3** 12"

11"

10"

9"

8"

7"

6"

5"

4"

3"

2"

1"

## MAS ALTO. MAS RÁPIDO

Se eleva por encima de lo estándar con 12" (30.5cm) & 14" (35.6cm) con opciones de elevador de asiento que ayuda a llegar a una nueva altura dos veces mas rápido que antes. Mientras se eleva el sistema de sentado, este se reposiciona 3.5" (8.9cm) para mantener una optima estabilidad delantera. Cuando se encuentra con total elevación, mantiene el andar con una velocidad total de 5km/h

12" [30.5CM] &  
14" [35.6CM] DE ELEVACION  
MANTENIENDO EL TOTAL DE LA  
SUSPENSIÓN, EN CUALQUIER  
PUNTO DE ELEVACIÓN



## ACTIVE REACH™ | MAS ALCANCE

Tu mundo no es de una sola dimensión. El elevador de asiento tampoco lo tendría que ser. La tecnología ActiveReach™, es la ultima innovación en acercarte al entorno. Combinando las funciones del sistema de sentado Corpus con un total de 14" (35.6cm) de elevación de asiento y 45° de tilt anterior, la tecnología ActiveReach™ de Permobil permite tener mayor alcance al crear 4.5" (11.4cm) de alcance adicional. Esto puede ser utilizado para llegar mas allá de los obstáculos, dentro de alacenas, o también asistiendo a las transferencias. Poniendo verdaderamente el mundo a tu alcance.



### FUNCIONALIDAD ADECUADA

- Maximiza el uso de la fuerza del core
- Mejora la estabilidad de la alineación de tronco
- Mejora la postura en sentado
- Incrementa la interacción
- Mejora la producción del habla
- Aumenta la participación en actividades

### TRANSFERENCIA SEGURA

- Transiciones mas seguras con menor esfuerzo
- Facilita una adecuada postura en las transferencias asistidas
- Facilita la transferencia anterior en la preparación para pasar de una postura a otra



## SENTADO ADECUADO

- Mejora el alcance funcional
- Reduce el riesgo de lesión de la articulación del hombro
- Maximiza la fuerza muscular del miembro superior
- Mejora la interacción con el entorno laboral
- Mejora la alineación para el alcance
- Provee diferentes grados de movimiento de la cadera durante el sentado
- Permite mejorar la digestión

## BENEFICIOS CLINICOS

- Promueve la reducción de la espasticidad
- Acompaña el rango de movimiento existente
- Facilita a la expansión torácica para realizar una respiración profunda
- Mejora los objetivos terapéuticos

PAQUETES  
DISPONIBLES DE  
**ACTIVE REACH™**

**M3**  
Corpus

5°, 10°, 20°  
+12" [30.4cm]  
de elevación

**M5**  
Corpus

5°, 10°, 20°  
+14" [35.5cm]  
de elevación

**F3**  
Corpus

5°, 10°, 20°, 30°  
+12" [30.4cm]  
de elevación

**F5**  
Corpus

5°, 10°, 20°, 45°  
+14" [35.5cm]  
de elevación

